

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
NEGATOSCOPIO	Limpieza	Limpiar la superficie y verificar el funcionamiento	Preventivo	Trimestral	8/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
NEBULIZADORES	Limpieza	Limpiar las partes internas y externas	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
TERMOMETRO DIGITAL	Calibración	Verificar y calibrar la precisión del termómetro	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	Limpieza y Revisión	Limpiar los filtros y revisar el funcionamiento	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
NEVERA DE GAS	Descongelamiento	Descongelamiento y limpieza del interior de la nevera	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
BALANZA PEDIATRICA	Calibración	Verificar y calibrar la precisión de la balanza	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
INCUBADORA	Limpieza y Calibración	Limpieza y calibración de los sensores de temperatura	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
ASPIRADOR	Limpieza y Revisión	Limpieza de los filtros y revisar el funcionamiento	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
CAMILLA GINECOLOGICA	Lubricación	Lubricación de las partes móviles para un funcionamiento óptimo	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
LAMPARA CUELLO DE GANSO	Cambio de Bombilla	Reemplazo de la bombilla si es necesario	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
UNIDAD ODONTOLÓGICA	Limpieza y Revisión	Limpieza de las plantas y revisión del funcionamiento de los equipos	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
COMPRESOR DE AIRE	Limpieza y Revisión	Reemplazo del filtro del compresor	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
AMARGAMADOR	Limpieza y Calibración	Limpieza y calibración de la cantidad de amalgama	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
NEVERA	Descongelamiento	Descongelamiento y limpieza del interior de la nevera	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
HORNO ESTERILIZADOR	Limpieza y Calibración	Limpieza y calibración de la temperatura del horno	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
MICROSCOPIO DE 2 LENTES Y 4 FOCOS	Limpieza y Calibración	Limpieza de las lentes y verificación del enfoque	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
MICROCENTRIFUGA	Limpieza y Calibración	Limpieza y calibración de la velocidad de centrifugado	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
MICRO CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	Limpieza y Revisión	Limpieza y calibración de la velocidad de centrifugado	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
MICROSCOPIO	Limpieza y Calibración	Limpieza de las lentes y verificación del enfoque	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
CENTRIFUGA DE 6 TUBOS	Limpieza y Calibración	Limpieza y calibración de la velocidad de centrifugado	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
MAQUINA DE HEMOGRAMA	Limpieza y Calibración	Limpieza de las partes internas y revisión del funcionamiento	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
ROTADOR DE VDRL	Limpieza y Revisión	Limpieza y calibración de la velocidad de rotación	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
COLORIMETRO	Limpieza y Calibración	Limpieza y calibración de la precisión del colorímetro	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
EQUIPO DE QUIMICA BS-200	Limpieza y Calibración	Limpieza de los reactivos y revisión del funcionamiento	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	Limpieza y Calibración	Limpieza y calibración de la velocidad de centrifugado	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
PIPETAS AUTOMATICAS	Limpieza y Calibración	Verificación y calibración de la precisión de las pipetas	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
ASPIRADORES	Calibración	Limpieza de los filtros y revisión del funcionamiento	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
DESFRILADOR PT 9000 B	Limpieza y Revisión	Limpieza y calibración de la temperatura del desfibrilador	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
MONITOR	Limpieza y Calibración	Actualización del software del monitor si es necesario	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
ELECTROCARDIOGRAMA	Limpieza y Calibración	Verificación y calibración de la precisión del electrocardiograma	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
EQUIPO DE LARINGOSCOPIA	Limpieza y Revisión	Limpieza de los componentes y revisión del funcionamiento	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
LARINGOSCOPIO	Actualización de Software	Limpieza de los filtros y revisión del funcionamiento	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
GLUCOMETRO	Limpieza y Revisión	Verificación y calibración de la precisión del glucómetro	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
AUTOCLAVE	Limpieza y Revisión	Limpieza y calibración de la temperatura y presión del autoclave	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
ASPIRADOR	Actualización de Software	Limpieza de los filtros y revisión del funcionamiento	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
CAUTERIO	Calibración	Limpieza y calibración de la temperatura del cauterio	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
MESA DE CIRUGIA	Limpieza y Calibración	Limpieza y calibración de las partes móviles para un funcionamiento	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
RAYOS X PORTATIL	Limpieza y Revisión	Limpieza y calibración de la precisión del equipo de rayos X	Correctivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
MAQUINA REVELADORA	Lubricación	Limpieza de las partes internas y revisión del funcionamiento	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
APARATO PARA EXAMINAR OIDOS	Limpieza y Calibración	Limpieza de los auriculares y revisión del funcionamiento	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
SONOGRAFO	Limpieza y Calibración	Limpieza y calibración de la precisión del sonógrafo	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
APARATO DE OPTALMOLOGIA	Limpieza y Calibración	Limpieza y calibración de la precisión del equipo de oftalmología	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU	Limpieza y Revisión	Limpieza de los filtros y revisión del funcionamiento	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Limpieza y Calibración	Limpieza de los filtros y revisión del funcionamiento	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								
PLANTA ELECTRICA	Inspección y Mantenimiento General	Inspección y mantenimiento general	Preventivo	Trimestral	5/2/2025	8/5/2025	x	x	x	x	x								





















