

FECHA: 07/07/2026

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☒ Hospital ☒ CPN ☐

***Nombre del lugar:** Hospital Regional Presidente Estrella Ureña

Área: Calidad en la Gestión

Nombre de la Actividad: Informe de Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo tiene como finalidad evaluar el grado de cumplimiento de las actividades programadas, así como verificar la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el adecuado funcionamiento, conservación y seguridad de los equipos, instalaciones y sistemas de la institución.

OBJETIVO DEL INFORME

El propósito de la realización de este informe es verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo conforme a la programación establecida, analizar el uso de los recursos asignados al mantenimiento, a fin de promover una gestión eficiente y generar información oportuna y confiable que apoye la toma de decisiones para la mejora continua del Plan de Mantenimiento Preventivo.

METODOLOGIA (Si aplica)

Para el seguimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo se realizó un proceso de supervisión y verificación de las actividades programadas en las distintas áreas de la institución, mediante levantamientos periódicos, revisión del estado de los equipos e inspecciones en las instalaciones.

Asimismo, se validaron reportes de mantenimiento, evidencias fotográficas, cronogramas de trabajo y acciones correctivas implementadas, permitiendo identificar avances, necesidades y oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la funcionalidad, seguridad y continuidad operativa de los servicios institucionales.

DESARROLLO / HALLAZGOS

En el transcurso de los meses abril- mayo 2026 se encontraron equipos que debían recibir su mantenimiento y otros equipos que por el uso constante fueron proporcionando fallos:

Abril

-Reparación e la base del diafragma que une base de canester y válvula interna del respirador artificial, calibración sistema ubicada en el quirófano 1 de cirugía general.

-Reemplazo de diafragma respirador artificial y colocación de diafragma nuevo, calibración del sistema nuevo quirófano no 6 área de maternidad.

-Reconexión vía de oxígeno calibración y limpieza sistema de diafragma, programación de software quirófano 5 área de maternidad.

-Desconexión de sensor de CO2 defectuoso, reprogramación de equipo para apagar alerta de sensor defectuoso, quirófano 3 de maternidad.

-Calibración ventilador mecanico UCI

-Mantenimiento general, calibración completa y actualización software equipo mamografía marca Genoray modelo DMX600

-Equipo de Rayos X marca Americomp, se le reemplazo Switch

- Equipo de Rayos X marca Easymatic 325, se le reemplazo Sontactor de arranque, corrección entrada fase eléctrica.

Mayo

-En Materno Fetal mantenimiento al equipo marca General Electric, en donde se le programo el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-En el Departamento de Eco Cardiograma el equipo de la marca Son Scape recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-En el Departamento de Eco Cardiograma el equipo de la marca General Electric recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-Equipo Prueba de esfuerzo de la marca Son Scape recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-En el departamento de Oncología el mamógrafo de la marca Edon recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-Sonografía Cabina I marca Mendray modelo DC-30 recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-Sonografía Cabina II marca General Electric recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

- En el departamento de Oncología marca Sono Scape modelo SSI-5000 recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

- En el área de emergencia el equipo de la marca mingrag modelo DC-N6 recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

- En UCI Neonatal el equipo de la marca Sono Scape modelo 512 recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

EN UCI Neonatal el equipo de la marca general eléctrica recibió su mantenimiento.

- Reparación Arco en C

Junio

-En Eco Cardiograma Mantenimiento al equipo de la marca SunScape modelo 522 recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-En cardiología la máquina de prueba de esfuerzo SunScape modelo 522 recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-En Materno Fetal de la marca general electric modelo F8 recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-EN Sonografía el Equipo de la marca Mindray Modelo DC-30 al igual que General eléctrico recibieron programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-En oncología el equipo Sunscape modelo SSI-5000 recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-En emergencia el equipo de la marca Mindray modelo DC-N6 recibió programación el software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-UCI Neo el equipo de la marca General Electric modelo Logic así como el equipo Sunscape modelo 512 recibieron programación de software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-Almacén de Activos fijos de la marca General Electric recibió programación de software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

-En Oncología el mamógrafo recibió de software, limpieza de housing, chequeo en el voltaje, UPS, transductores y ajuste a la imagen.

- El Tomógrafo diversos mantenimientos de manera preventiva

***Área de Infraestructura:

* Reestructuración del Area de Laboratorio, ampliación de la misma colocándole un área de espera más amplia

* Reestructuración de las áreas de consulta especializadas

* Intervención en el área de cocina del centro

*Continuación en la colocación de Señaléticas

* Remozamiento y adecuación de los stands de enfermería

* Colocación de plafón en áreas de internamiento, colocación de lámparas y cableados nuevos

* Colocación de contenedores nuevos para creación de depósitos temporales

*Adecuación de los techos

* verificación y cambio constante de la plomería de las habitaciones

*Pintura y adecuación de áreas

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Durante el período evaluado, se evidenció un nivel de cumplimiento satisfactorio en la ejecución de las actividades programadas y no programadas, reflejando el compromiso del área responsable con la conservación y el adecuado funcionamiento de los equipos, instalaciones y sistemas. En cuanto al estado de los equipos e instalaciones, se observó una mejora en su funcionamiento general, evidenciada por la disminución de fallas recurrentes y la continuidad operativa. No obstante, se detectaron algunos equipos con incidencias repetitivas, lo que indica la necesidad de reforzar las acciones preventivas o considerar intervenciones más especializadas.

RECOMENDACIONES

* Garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades programadas, estableciendo mecanismos de control y seguimiento periódico que permitan detectar y corregir desviaciones a tiempo.

* Implementar acciones específicas para los equipos que presentan fallas recurrentes, tales como mantenimientos más profundos, reemplazo de componentes o evaluación técnica especializada.

ANEXOS (Si aplica)


Matriz de Mantenimientos, Reportes de Mantenimientos e Imágenes de las Infraestructura.

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Lieda. Saray Moscat
Calidad en la Gestión

Elaborado por
(Nombre y apellido)



(Nombre del Equipo)	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Preventivo o Correctivo	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento
Planta Eléctrica	Mantenimiento	Preventivo	Trimestral	jun-26	
Ventiladores UCI Adulto	Revisión	Preventivo	Trimestral	abr-26	Julio/Agosto 2026
Ventiladores Neonatales	Revisión	Preventivo	Trimestral	abr-26	Julio/Agosto 2026
Aires Acondicionados	Mantenimiento	Preventivo	Mensual	jun-26	ago-26
Aspirador Quirúrgico	Mantenimiento	Preventivo	Trimestral	jun-26	
Pintura	Pintar Todas las Áreas	Correctivo	Anual	may-26	
CPU/Impresoras	Revisión	Preventivo/Correctivo	Mensual	jun-26	
Lámparas	Revisión	Preventivo/Correctivo	Mensual	mar-26	
Neveras	Revisión	Preventivo/Correctivo	Trimestral	nov-25	
Camas Eléctricas Hospitalarias	Mantenimiento	Preventivo/Correctivo	Mensual	jun-26	ago-26
Monitores de Signos Vitales	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	mar-26	
bomba de Agua	Mantenimiento	Preventivo	Trimestral	nov-25	
Ecocardiógrafos	Mantenimiento	Preventivo/Correctivo	Semestral	jun-26	
Electrocauterio	Revisión	Preventivo	Semestral	jun-26	
Autoclave	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	jun-26	
CR	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	jun-26	
Incubadoras	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	jun-26	
Cunas Térmicas	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	jun-26	
Cuneros	Revisión	Preventivo	Mensual	jun-26	
Máquinas de Anestesia	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	jun-26	
Mezcladora de Sangre	Mantenimiento	Preventivo/Correctivo	Mensual	dic-25	
Rayos X Estacionario	Mantenimiento	Preventivo	Preventivo	jun-26	
Rayos X Portátil	Mantenimiento	Preventivo	Mensual	jun-26	
Sonógrafo	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	jun-26	dic-26
Caldera	Mantenimiento	Preventivo/Correctivo	Semestral	oct-25	
Micrófono	Revisión	Preventivo/Correctivo	Semestral	sep-25	
Cisternas	Revisión	Preventivo/Correctivo	Mensual	jun-26	

Ascensor	Mantenimiento	Preventivo	Trimestral	jun-26	sep-26
Equipo de Prueba de Esfuerzo	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	mar-26	sep-26
Manómetro	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	nov-25	
Tomógrafo	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	feb-26	feb-26
Fregadora	Mantenimiento	Preventivo/Correctivo	Mensual	abr-26	
Plomería General	Revisión	Preventivo/Correctivo	Mensual	jun-26	Julio/Agosto 2026
Electricidad General	Mantenimiento	Preventivo/Correctivo	Mensual	jun-26	Julio/Agosto 2026
Mesas Quirúrgicas	Mantenimiento	Preventivo	Trimestral	mar-26	
Brazo en C	Mantenimiento	Preventivo	Trimestral	mar-26	
Torres Laparoscópicas	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	mar-26	
Torre de Ultrasonido	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	jun-26	
Desfibriladores	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	jul-26	
Lavadora Industrial	Mantenimiento	Preventivo/Correctivo	Semestral	feb-26	
Secadora Industrial	Mantenimiento	Preventivo/Correctivo	Semestral	mar-26	
Colposcopio	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	abr-26	
Jardinería	Revisión	Preventivo/Correctivo	Mensual	feb-26	
Obra Civil	Mantenimiento	Preventivo/Correctivo	Mensual	feb-26	
Bomba de Agua	Mantenimiento	Preventivo/Correctivo	Mensual	abr-26	
Tanque de Oxígeno Líquido	Revisión	Preventivo	Mensual	abr-26	
Horno Eléctrico	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	abr-26	
Electrocardiógrafos	Mantenimiento	Preventivo	Trimestral	abr-26	
Insufladores	Mantenimiento	Preventivo	Trimestral	abr-26	
Compresor Odontológico	Mantenimiento	Preventivo	Trimestral	abr-26	
Inversores UCI	Mantenimiento	Preventivo	Trimestral	abr-26	

STRIKE ZONE SRL

Suplidos de Medicamentos y Equipos para Clínicas y Hospitales en Grat.
RNC: 131-515193


CONDUCE

HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



11/03/2026

PARA PAGOS VIA INTERNET BANKING : CTA BANCO RESERVAS NO: 9602926034

FORMA DE PAGO: 30 DIAS



ACTIVO FIJO	MARCA	DETALLES DE LAS REPARACIONES	VALOR RD\$
52105739	SUPERSTAR	REPARACION BASE DEL DIAFRAGMA QUE UNE BASE DE CANESTER Y VALVULA INTERNA DEL RESPIRADOR ARTIFICIAL, CALIBRACION SISTEMA UBICADA EN EL QUIROFANO No: 1 CIRUGIA GRAL	
52103197	EXELENTE	REEMPAZO DE DIAFRAGMA RESPIRADOR ARTIFICIAL, Y COLOCACION DE DIAFRAGMA NUEVO, CALIBRACION DEL SISTEMA COMPLETO UBICADA EN EL QUIROFANO No: 6 DEL AREA DE MATERNIDAD	
52106694	SUPERSTAR	RECONEXION, VIA DE OXIGENO CALIBRACION Y LIMPIEZA SISTEMA DE DIAGRAMA, PROGRAMACION DE SOFT WARE UBICADA EN EL QUIROFANO No.5 DEL AREA DE MATERNIDAD	
52104364	ADVANCE	DESCONECCION SENSOR DE CO2 DEFECTUOSO, REPROGRAMACION DE EQUIPO PARA APAGAR ALERTA DE SENSOR DEFECTUOSO UBICADA QUIROFANO No.3 AREA MATERNIDAD	
52103117	SUPERSTAR	EVALUACION DE EQUIPO PARA REINCORPORAR, EQUIPO TIENE VARIAS PIEZAS DAÑADAS, HAY QUE PEDIRLAS DE IMPORTACION PARA PODER REPARAR UBICADA ALMACEN ACTIVO FIJO	



SUB TOTAL RD\$

ITEBIS

TOTAL GRAL RD\$

NOTA: 1.- NINGUNO DE LOS EQUIPOS TIENE UPS, ESO PUEDE CAUSAR PROBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
2.- LOS MEDICOS RESIDENTES ESTAN USANDO LOS FILTRO DE HUMEDAD DE LOS SISTEMAS DE MANERA INCORRECTA INSTRUIRLOS DEBIDO USO
3. LOS MEDICOS DE AREA MATERNIDAD ESTAN DEJANDO LAS MAQUINAS CON OXIGENO ABIERTO Y LAS MAQUINAS DEBEN ESTAR EN STAND BY CUANDO NO SE ESTEN USANDO

CALLE SALOME UREÑA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

Informaciones Generales	
Regional de Salud <i>HRPEU - Iloventral</i>	Fecha: <i>21/4/2026</i>
Código Interno: <i>SRSUC-521-05739</i>	Provincia: <i>Santiago</i>
Nombre responsable: <i>Dra. Hernández</i>	Área perteneciente: <i>QX Cirugía Grol. Obstetricia</i>
Información del equipo	
Nombre del equipo: <i>Mezclera Obstetricia</i>	Marca: <i>Rinder</i>
Modelo: <i>S6100D</i>	Núm. de serial: <i>M586122H</i>
Historial de mantenimiento del equipo: ☐ Nuevo ☐ Usado ☒ Reparado	
Detalles del mantenimiento: <i>Conister</i> <i>El equipo no servía el sistema</i>	
Observaciones: <i>Equipo funcionando</i> <i>Daño en piezas por desgaste</i>	

Ruby R4

Firma del responsable



Informaciones Generales	
Regional de Salud <i>Norcentral</i>	Fecha: <i>21/4/2026</i>
Código Interno: <i>SR SNC-521-0592</i>	Provincia: <i>Santiago</i>
Nombre responsable: <i>Dra. Hermonely</i>	Área perteneciente: <i>Dr. Cirujía Gral.</i>
Informaciones del equipo	
Nombre del equipo: <i>Máquina Mestiza</i>	Marca: <i>Super Star</i>
Modelo: <i>S6500A</i>	Núm. de serial: <i>71084610</i>
Historial de mantenimiento del equipo: ☐ Nuevo ☐ Usado ☐ Reparado	
Detalles del mantenimiento: <i>Fuelle Donado</i>	
Observaciones: <i>Equipo funcionando</i> <i>Dono en piza por desgaste</i>	



Daly R.
Firma del responsable




Informaciones Generales	
Regional de Salud <i>Novorontrol</i>	Fecha: <i>21/04/2026</i>
Código Interno: <i>SRSNC-521-09236</i>	Provincia: <i>Santiago</i>
Nombre responsable:	Area perteneciente: <i>Ex Cirugía Gral</i>
Informaciones del equipo	
Nombre del equipo: <i>Maquina Gustorio</i>	Marca: <i>Rander</i>
Modelo: <i>SD-M200D</i>	Núm. de serial: <i>20031550</i>
Historial de mantenimiento del equipo: ☐ Nuevo ☐ Usado ☒ Reparado	
Detalles del mantenimiento: <i>Fuelle doñado</i> <i>Circuito voto</i>	
Observaciones: <i>Equipo en funcionamiento</i> <i>Dono en piza por desgaste</i>	



Doby Ry
Firma del responsable





TECNI MÉDICA

RNC: 1-01-58549-8

Calle Félix Mota No. 75, Los Prados, Santo Domingo, R. D. Apartado Postal 30334
Teléfonos: 809-548-6260 • 809-548-6129 • Fax: 809-548-6098 • servicio@tecnimedica.com.do
www.tecnimedica.com.do

REPORTE TÉCNICO No.

17375

CLIENTE: Hospital Presidente Estrella Urena CLIENTE NUM.: 0973

DIRECCION: Av. Embel NO. 50, Santiago TEL.: 809-325-8904

REPORTADO POR: _____ DPTO/CARGO: adm

FECHA: 23/05/2016 HORA: _____

EQUIPO: hombitor MARCA: Hombitor MODELO: CL SERIE: 23139

ACCESORIOS: Medical

ID. NUM.: _____ GARANTÍA ☐ CONTRATO MANT. ☐ OTROS ☐

OBSERVACIONES: Amplum: 1756h; Fluor: 1%; Bataria: 057%; SF: 3.0-3

QUEJA: _____

REPARACIÓN AUTORIZADA POR: _____ FECHA: _____

TRABAJO INICIADO POR: Victor E. Mejia FECHA: 13/05/2016 HORA: 9:00A.M.

PIEZAS Y MATERIALES UTILIZADOS

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	161609	Mixer Assembly
1	369108	Bateria Li-Ion 10.8V



TRABAJO REALIZADO: Revisión general del equipo, reemplazo de mixer y batería, calibración y prueba de lugar, equipo queda funcionando correctamente.

REALIZADO POR: Victor E. Mejia

TRABAJO ENTREGADO POR: Victor E. Mejia FECHA: 14/05/2016

TRABAJO RECIBIDO POR: Victor A. H. ... FECHA: 19/5/2016

STRIKE ZONE SRL

Suplidos de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193


CONDUCE

HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
18/04/2026

PARA PAGOS VIA INTERNET BANKING : CTA BANCO RESERVAS NO: 9602928034
FORMA DE PAGO: CREDITO



CANTIDAD	PRESENT	NOMBRE ARTICULO	P/UNIDAD	TOTAL
1	UND	MANTENIMIENTO GENERAL, CALIBRACION COMPLETA Y ACTUALIZACION SOFTWARE EQUIPO PARA REALIZAR MAMOGRAFIA MARCA GENORAY MODELO DMX 600		



CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidos de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

INFORME REPARACION EQUIPOS RAYOS X HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA

HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
07/04/2026


DESCRIPCION DETALLADO DE LA REPARACION

1. EL EQUIPO DE RAYOS X MARCA AMERICOMP, SE REEMPLAZO EL SWITCH TAP DE 12 POSICION PORQUE EL QUE TENIA PUESTO ESTABA DEFECTUOSO POR TIEMPO UTIL DE VIDA, SE LE CAMBIO UN CAPACITOR DE ARRANQUE Y SE AJUSTO LA IMAGEN

NOTA: ESTE EQUIPO ESTA TRABAJANDO CON ALTAS TEMPERATURAS, AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA SE RECOMIENDA CON LA MAYOR BREVEDAD INSTALAR AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU

2. EL EQUIPO DE RAYOS X MARCA EASYMATIC 325, SE LE REEMPLAZO UN CONTACTOR DE ARRANQUE, SE CORRIGIO PROBLEMAS DE ENTRADA DE ELECTRICIDAD, SE ORGANIZO RAMAL ELECTRICO DE CANALETAS Y SE HIZO CONECCION CORRECTA EN CAJA DE BRAKER

NOTA: ESTE EQUIPO ESTA TRABAJANDO CON ALTAS TEMPERATURAS, AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA Y LA CANALETA QUE ESTA EN EL PISO PRESENTA HUMEDAD, PRECAUCION Y REVISAR CON LOS PLOMEROS



CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELÉFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com



STRIKE ZONE SRL

Suplidor de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193


FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 17/05/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO



DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Materno Fetal
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52107267
MARCA DEL EQUIPO: General Electric
MODELO: E8
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL:
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 404074W R7 ✓
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: 242279 KR8 ✓
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: 990423 W X 7 ✓
PROGRAMACION SOFTWARE: SI NO LIMPIEZA DE HOUSING: SI NO CHEQUEO VOLTAJE: SI NO
CHEQUEO UPS: SI NO CHEQUEO GROUND: SI NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: SI NO
AJUSTE DE IMAGEN: SI NO




OBSERVACIONES DETALLADAS: Todo perfecto

REPARACIONES DEL EQUIPO:

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS



CALLE SALOME UREÑA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidora de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193


FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 17/05/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO



DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Eco Cardiograma
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 521031010
MARCA DEL EQUIPO: San Carlo
MODELO: 522
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: _____
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: B158615040 (Cardiaco)
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: _____
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: _____
PROGRAMACION SOFTWARE: ☒ SI ☐ NO LIMPIEZA DE HOUSING: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO VOLTAJE: ☒ SI ☐ NO
CHEQUEO UPS: ☒ SI ☐ NO CHEQUE GROUND: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: ☒ SI ☐ NO
AJUSTE DE IMAGEN: ☒ SI ☐ NO



OBSERVACIONES DETALLADAS: Todo perfecto

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____



[Firma]
FIRMA ACTIVO FIJOS



CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidores de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 17/05/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Eco Cardiograma
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52106496
MARCA DEL EQUIPO: General Electric
MODELO: UVA 522
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: _____
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 435576X P4 (Cardiac)
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: _____
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: 4381117 X P4 (Cardiac)
PROGRAMACION SOFTWARE: SI NO LIMPIEZA DE HOUSING: SI NO CHEQUEO VOLTAJE: SI NO
CHEQUEO UPS: SI NO CHEQUEO GROUND: SI NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: SI NO
AJUSTE DE IMAGEN: SI NO


OBSERVACIONES DETALLADAS: Todo perfecto

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com



STRIKE ZONE SRL

Suplidores de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 17/05/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Prueba de Espesor (Sonografía)
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52110304
MARCA DEL EQUIPO: Son Scope
MODELO: 522
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: _____
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: B151439991 (cardiaco)
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: _____
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: _____
PROGRAMACION SOFTWARE: ☒ SI ☐ NO LIMPIEZA DE HOUSING: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO VOLTAJE: ☒ SI ☐ NO
CHEQUEO UPS: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO GROUND: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: ☒ SI ☐ NO
AJUSTE DE IMAGEN: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: Todo perfecto

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidor de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 17/05/2026

HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153

SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Oncologia

NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52104897

MARCA DEL EQUIPO: Edon

MODELO: Mamografía

SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL:

SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO:

SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO:

SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO:

PROGRAMACION SOFTWARE: ☒ SI ☐ NO LIMPIEZA DE HOUSING: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO VOLTAJE: ☒ SI ☐ NO

CHEQUEO UPS: ☒ SI ☐ NO CHEQUE GROUND: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: ☒ SI ☐ NO

AJUSTE DE IMAGEN: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: Todo perfecto.

REPARACIONES DEL EQUIPO:

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidores de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 17/05/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Sonografia Cabina I
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52101621 ✓
MARCA DEL EQUIPO: medtrac
MODELO: DC-30
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: CBZNTA 171762 ✓
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 5003 75011 ✓
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: 7547A 120585 ✓
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: _____
PROGRAMACION SOFTWARE: SI ☒ NO ☒ LIMPIEZA DE HOUSING: SI ☒ NO ☒ CHEQUEO VOLTAJE: SI ☒ NO ☒
CHEQUEO UPS: SI ☒ NO ☒ CHEQUEO GROUND: SI ☒ NO ☒ CHEQUEO TRANSDUCTORES: SI ☒ NO ☒
AJUSTE DE IMAGEN: SI ☒ NO ☒

OBSERVACIONES DETALLADAS: Impresora con Resgate
Pendiente Cambiar

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidora de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 17/05/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Sonografia Cabina 2
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 526106156
MARCA DEL EQUIPO: General Electric
MODELO: Logic E9
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: _____
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 15001 X P8
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: 780399 W X2
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: _____
PROGRAMACION SOFTWARE: ☒ SI ☐ NO LIMPIEZA DE HOUSING: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO VOLTAJE: ☒ SI ☐ NO
CHEQUEO UPS: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO GROUND: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: ☒ SI ☐ NO
AJUSTE DE IMAGEN: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: Equipo se le chequeo en
de temperatura, chequeo aboricos y limpieza de filtro
REPARACIONES DEL EQUIPO: _____

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidores de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 17/05/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Oncologia
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52105736
MARCA DEL EQUIPO: Sono Scape
MODELO: SSF-5000
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: 7470 9244
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 7372 1177
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: 57661329
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO:
PROGRAMACION SOFTWARE: SI NO LIMPIEZA DE HOUSING: SI NO CHEQUEO VOLTAJE: SI NO
CHEQUEO UPS: SI NO CHEQUEO GROUND: SI NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: SI NO
AJUSTE DE IMAGEN: SI NO

OBSERVACIONES DETALLADAS:

Todo pte to

REPARACIONES DEL EQUIPO:

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidora de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 17/05/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Emergencia
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52100988
MARCA DEL EQUIPO: mindray
MODELO: DC-N6
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: NDR 24117157
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: SCC3A5011
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: MLM 35112779
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO:
PROGRAMACION SOFTWARE: SI NO LIMPIEZA DE HOUSING: SI NO CHEQUEO VOLTAJE: SI NO
CHEQUEO UPS: SI NO CHEQUEO GROUND: SI NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: SI NO
AJUSTE DE IMAGEN: SI NO

OBSERVACIONES DETALLADAS:

Protector de Voltaje desconectado

REPARACIONES DEL EQUIPO:

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELÉFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidore de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 17/05/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: UCI NEO
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52101167
MARCA DEL EQUIPO: Sono Scope
MODELO: 512
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: B157520535 ✓
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: B238911583 (micro Cardiac) ✓
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: _____
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: B279845251 (Cardiac) ✓
PROGRAMACION SOFTWARE: SI NO LIMPIEZA DE HOUSING: SI NO CHEQUEO VOLTAJE: SI NO
CHEQUEO UPS: SI NO CHEQUEO GROUND: SI NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: SI NO
AJUSTE DE IMAGEN: SI NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: Equipo sin protección Volaje

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidora de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 17/05/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: UCT NEO
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: ~~5210114~~ 52101142
MARCA DEL EQUIPO: General Electric
MODELO: Aocyc V2
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: 904165W X 8
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 506483W X 3
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: _____
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: 901549W X 6
PROGRAMACION SOFTWARE: SI NO LIMPIEZA DE HOUSING: SI NO CHEQUEO VOLTAJE: SI NO
CHEQUEO UPS: SI NO CHEQUEO GROUND: SI NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: SI NO
AJUSTE DE IMAGEN: SI NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: Equipo sin protector de lentes

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com



Conduce de entrega
TECH MEDICAL by OMARTE
C/Sagrario Dias NO.157
SANTO DOMINGO 11905
DO
809-935-6527
TECHMEDICAL02@gmail.com
RNC : 132-71677-9

Para
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
Santiago
RNC : 430071153

Conduce de entrega # 50
FECHA 01/05/2026


ARTICULO/SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
REPARACIÓN DE ARCO EN C MARCA ZIEHN MODELO QUANTUM: REPARACIÓN DE GENERADOR, PLACA INVERSORA, CABLES HIGHT VOLTAGE Y MANTENIMIENTO	1	RD\$0.00	RD\$0.00

Total parcial RD\$0.00

Total general

RD\$0.00

NOTA: Los artículos cotizados en el presente documento están sujetos a variación de no ser adquiridos en un tiempo no mayor a 30 días.


TECH MEDICAL by OMARTE, SRL
RNC 132-71677-9



Febrero 19, 2026

A quien pueda interesar,

Por este medio se certifica que se realizó la intervención técnica al equipo Ziehm Quantum (Arco en C) ubicado en el área quirúrgica del hospital regional Presidente Estrella Ureña en Santiago.

Se llevó a cabo la instalación del sistema operativo y recuperación del software, logrando que el sistema inicie correctamente, cargue la aplicación y permita la operación básica del equipo. El equipo enciende correctamente, el software funciona y permite iniciar irradiación.



Sin embargo, se detectaron fallas en el generador de rayos X:

- Error E35: Indica mal funcionamiento o inicialización incorrecta del generador.
- Error 26: Se presenta durante el disparo como protección debido a inestabilidad del generador.

El sistema informático se encuentra completamente funcional, determinándose que la falla es de origen electrónico.

Por lo tanto, el equipo no está apto para uso clínico hasta realizar la reparación correspondiente del generador o reemplazo del mismo de ser necesario.

Se recomienda intervención especializada para revisión de tarjetas electrónicas y fuente de alimentación.



Firma: _____

HAMIERT OGANDO MARTE
GERENTE GENERAL
TECH MEDICAL BY OMARTE, S.R.L.
Cédula No. 223-0123344-5
Teléfono: 829-605-1830



809-935-6527 / 849-815-1110

techmedicalbyomarte@gmail.com

Calle/Sagrario Díaz No.157 Los 3 brazos,
Sto Dgo este

STRIKE ZONE SRL

Suplidora de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: ~~18/04/2026~~ 14/06/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Eco cardiograma
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 521031010
MARCA DEL EQUIPO: SonScope
MODELO: 522
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: _____
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: B 158615040 (cardiaco)
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: _____
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: _____
PROGRAMACION SOFTWARE: ☒ SI ☐ NO LIMPIEZA DE HOUSING: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO VOLTAJE: ☒ SI ☐ NO
CHEQUEO UPS: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO GROUND: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: ☒ SI ☐ NO
AJUSTE DE IMAGEN: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: _____

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____



CALLE SALOME UREÑA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELÉFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidor de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA



FECHA DEL SERVICIO: ~~18/04/2026~~ 14/06/2024
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Donceba Esfuerzo
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 521103011
MARCA DEL EQUIPO: Son Scope
MODELO: S22
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: _____
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 151439991 (cardiaco)
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: _____
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: _____
PROGRAMACION SOFTWARE: SI NO LIMPIEZA DE HOUSING: SI NO CHEQUEO VOLTAJE: SI NO
CHEQUEO UPS: SI NO CHEQUE GROUND: SI NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: SI NO
AJUSTE DE IMAGEN: SI NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: Instalación cable de Impresora
No Tema

REPARACIONES DEL EQUIPO:



CALLE SALOME UREÑA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidora de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA




FECHA DEL SERVICIO: ~~18/04/2020~~ 19/06/2020
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: materno fetal
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52107267
MARCA DEL EQUIPO: General Electric
MODELO: F8
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: _____
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 404074WR7
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: 242279KRS
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: 990423WY2
PROGRAMACION SOFTWARE: SI NO LIMPIEZA DE HOUSING: SI NO CHEQUEO VOLTAJE: SI NO
CHEQUEO UPS: SI NO CHEQUE GROUND: SI NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: SI NO
AJUSTE DE IMAGEN: SI NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: _____

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____



CALLE SALOME UREÑA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidora de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA




FECHA DEL SERVICIO: ~~18/04/2026~~ 14/06/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Sonografía Cabina 1
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 192101621
MARCA DEL EQUIPO: mindray
MODELO: DC-30
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: CB2NTA171762
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 5C3P5011
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: ISA7A120585
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO:
PROGRAMACION SOFTWARE: ☒ SI ☐ NO LIMPIEZA DE HOUSING: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO VOLTAJE: ☒ SI ☐ NO
CHEQUEO UPS: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO GROUND: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: ☒ SI ☐ NO
AJUSTE DE IMAGEN: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES DETALLADAS:

REPARACIONES DEL EQUIPO:



CALLE SALOME UREÑA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidor de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA



FECHA DEL SERVICIO: ~~4/04/2026~~ 14/04/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Sonografía Cabina 2
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 1521106156
MARCA DEL EQUIPO: General Electric
MODELO: Logic D 69
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: _____
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 150014 P8
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: 780399 WXL
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: _____
PROGRAMACION SOFTWARE: ☒ SI ☐ NO LIMPIEZA DE HOUSING: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO VOLTAJE: ☒ SI ☐ NO
CHEQUEO UPS: ☒ SI ☐ NO CHEQUE GROUND: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: ☒ SI ☐ NO
AJUSTE DE IMAGEN: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: _____

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____



CALLE SALOME UREÑA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidor de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA


FECHA DEL SERVICIO: ~~13/04/2026~~ 14/06/2026
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO


DEPARTAMENTO: Oncología
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52105736
MARCA DEL EQUIPO: Ben Scope
MODELO: SSI-5000
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: 74769244
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 73721177
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: 58661329
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: _____
PROGRAMACION SOFTWARE: ☒ SI ☐ NO LIMPIEZA DE HOUSING: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO VOLTAJE: ☒ SI ☐ NO
CHEQUEO UPS: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO GROUND: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: ☒ SI ☐ NO
AJUSTE DE IMAGEN: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: _____

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____



FIRMA TECNICO



FIRMA ACTIVO FIJOS



CALLE SALOME UREÑA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidora de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA


FECHA DEL SERVICIO: ~~18/04/2026~~ 14/06/2024
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Emergencia
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 952100988
MARCA DEL EQUIPO: Mindray
MODELO: DC-D6
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: PAR 24117157
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: SCC 305011
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: MCU 35112777
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: _____
PROGRAMACION SOFTWARE: ☒ SI ☐ NO LIMPIEZA DE HOUSING: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO VOLTAJE: ☒ SI ☐ NO
CHEQUEO UPS: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO GROUND: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: ☒ SI ☐ NO
AJUSTE DE IMAGEN: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: _____

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____



[Signature]
FIRMA ACTIVO FIJO



CALLE SALOME UREÑA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidor de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: 18/04/2026 14/06/26
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC/430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: UCI Neo
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52101142
MARCA DEL EQUIPO: General Electric
MODELO: Logic V2
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: 904165WXS
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 506483WXS
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO:
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: 901549 WXS
PROGRAMACION SOFTWARE: SI NO LIMPIEZA DE HOUSING: SI NO CHEQUEO VOLTAJE: SI NO
CHEQUEO UPS: SI NO CHEQUE GROUND: SI NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: SI NO
AJUSTE DE IMAGEN: SI NO


OBSERVACIONES DETALLADAS:

REPARACIONES DEL EQUIPO:

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com



STRIKE ZONE SRL

Suplidor de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: ~~10/01/2026~~ 14/06/2024
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: UCF Neo
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52101167
MARCA DEL EQUIPO: Sonoscape
MODELO: S12
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: B157520535
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: B238911583
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO:
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: B279845251
PROGRAMACION SOFTWARE: SI NO LIMPIEZA DE HOUSING: SI NO CHEQUEO VOLTAJE: SI NO
CHEQUEO UPS: SI NO CHEQUE GROUND: SI NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: SI NO
AJUSTE DE IMAGEN: SI NO

OBSERVACIONES DETALLADAS:

REPARACIONES DEL EQUIPO:

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME URENA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidora de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA

FECHA DEL SERVICIO: ~~18/04/2026~~ 14/06/2024
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Activos Fijos
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52106573
MARCA DEL EQUIPO: General Electric
MODELO: Logic 407
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: 1059342 X 414
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: 2401359
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: 2297883
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: _____
PROGRAMACION SOFTWARE: ☒ SI ☐ NO LIMPIEZA DE HOUSING: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO VOLTAJE: ☒ SI ☐ NO
CHEQUEO UPS: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO GROUND: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: ☒ SI ☐ NO
AJUSTE DE IMAGEN: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: Todo Full.

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____

FIRMA TECNICO

FIRMA ACTIVO FIJOS

CALLE SALOME UREÑA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com

STRIKE ZONE SRL

Suplidora de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

FORMULARIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS DE SONOGRAFIA


FECHA DEL SERVICIO: ~~15/04/2026~~ 14/06/2024
HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA RNC 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS
FORMA DE PAGO: CREDITO

DETALLES TECNICOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

DEPARTAMENTO: Oncologia
NUMERO ACTIVO FIJO DEL EQUIPO: 52104897
MARCA DEL EQUIPO: Edon
MODELO: memgato
SERIAL TRANSDUCTOR LINEAL: _____
SERIAL TRANSDUCTOR CONVEXO: _____
SERIAL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO: _____
SERIAL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO: _____
PROGRAMACION SOFTWARE: ☒ SI ☐ NO LIMPIEZA DE HOUSING: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO VOLTAJE: ☒ SI ☐ NO
CHEQUEO UPS: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO GROUND: ☒ SI ☐ NO CHEQUEO TRANSDUCTORES: ☒ SI ☐ NO
AJUSTE DE IMAGEN: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES DETALLADAS: _____

REPARACIONES DEL EQUIPO: _____



CALLE SALOME UREÑA No. 1, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, Mail: estrikezonecompany@gmail.com



Nº 43826-1



Nº 43828-1

[illegible]

Nota: Es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parámetros requeridos para tratamientos clínicos

Fecha de Reparación	Horas de Viaje	Horas regulares	Horas Extras	Horas Totales en Sitio
23/Jun/2026	1	0.5	0	0.5

[illegible]

Fecha	Nombre de Cliente	Firma del Cliente	Firma del Ingeniero de Servicio
23/6/24	Hospital Pte Estrella Urua		



Nº 43829-1

[illegible]

Fecha de Reparación	Horas de Viaje	Horas regulares	Horas Extras	Horas Totales en Sitio
23/Jun/2026	1	0.5	0	0.5

Fecha	Nombre de Cliente	Firma del Cliente	Firma del Ingeniero de Servicio
	Hospital Pte. Estrella Uaena		



№ 43827-1

[illegible]

Nota: Es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parámetros requeridos para tratamientos clínicos

Fecha de Reparación	Horas de Viaje	Horas regulares	Horas Extras	Horas Totales en Sitio
23/Jun/2026	0	1	0	1

[illegible]

Fecha	Nombre de Cliente	Firma del Cliente	Firma del Ingeniero de Servicio
23 - 06 - 2023	Hospital Pl. Estrella Urena		