



|            |  |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|------------|--|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
|            | Salidas electricas(Tomacorrientes)                             | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Interruptores electricos                                       | 180 dias |    |    |    |    |    | 1  |    |    |   |    |    | 1  |
|            | Luminarias internas  | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Luminarias zona perimetral (externas)                          | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Paneles electricos   | 180 dias |    |    |    |    |    | 1  |    |    |   |    |    | 1  |
|            | <b>Paneles de Distribución de energia:</b>                     |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|            | Chequeo de calentamientos de cableria                          | 180 dias |    |    |    |    |    | 1  |    |    |   |    |    | 1  |
|            | Chequeo de consumos  | 180 dias |    |    |    |    |    | 1  |    |    |   |    |    | 1  |
|            | Apriete de bornera de cables                                   | 180 dias |    |    |    |    |    | 1  |    |    |   |    |    | 1  |
|            | Otros  |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|            |  |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
| <b>3</b>   | <b>EQUIPOS</b>   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
| <b>3,1</b> | <b>Generadores electricos de Emergencia (Planta Electrica)</b> | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Horas trabajadas   | Diario   | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | # | 31 | 30 | 31 |
|            | Nivel de Combustible   | Diario   | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | # | 31 | 30 | 31 |
|            | Aceite nivel   | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Agua de enfriamiento   | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Correas del Ventilador   | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Otros (Cambio de aceite y Filtros)                             | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            |  |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
| <b>3,2</b> | <b>Transformadores de Potencia</b>                             |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    | 1  |
|            |  |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
| <b>3,3</b> | <b>Unidades de Aire Acondicionado</b>                          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|            | Chequeo de fuga de gas   | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Limpieza de Condensador  | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | chequeo de Drenajes  | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Limpieza de unidades Evaporadoras                              | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Limpiezas de filtros   | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Otros  |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|            |  |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
| <b>3,4</b> | <b>Sistema de UPS:</b>   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|            | Verificaciones de Paneles electricos                           | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|            | Verificaciones de conexiones y apriete                         | 90 dias  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |





|  |   |           |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|--|---|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>Sistemas:</b>  |           |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|  | Revisión de Funcionabilidad de Programas (de acuerdo a las tareas esperadas)        | 90 días   |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Revisión de la documentación o Licencias  | 1 dia/año |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Revisión de Códigos   | 90 días   |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Revisión de Mecanismos de Seguridad   | 1 dia/año |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Realización de simulaciones bajo condiciones adversas                               | 1 dia/año |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | <b>Información:</b>   |           |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|  | Revisión de las condiciones de Almacenamiento(Temperatura, Humedad y Contaminación) | 90 días   |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Revisión del suministro de energía eléctrica.                                       | 90 días   |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Realización de simulaciones bajo condiciones adversas                               | 1 dia/año |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Otros   |           |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |   |           |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MEDICOS 2022**

**HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI**

---



|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>10</b> | <b>Mesa Quirurgica</b>                   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           | Descontaminacion                         | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           | Inspeccion fisica                        | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           | Chaqueo de Hidraulico                    | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>11</b> | <b>Camas de paro</b>                     |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           | Descontaminacion                         | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           | Inspeccion fisica                        | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           | Evaluacion y funcionamiento              | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>12</b> | <b>Camas</b>                             |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           | Descontaminacion                         | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           | Inspeccion fisica                        | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           | Evaluacion y funcionamiento              | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>13</b> | <b>Camillas</b>                          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           | Descontaminacion                         | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           | Inspeccion fisica                        | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           | Evaluacion y funcionamiento              | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>14</b> | <b>Centrifugas</b>                       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           | Inspeccion fisica y ajuste               | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>15</b> | <b>Sonografos</b>                        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           | Evaluacion sistema electrico             | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>16</b> | <b>Esfigmomanómetros y Estetoscopios</b> |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           | Cambio de baterias                       | 30 dias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|           | Calibración                              |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>17</b> | <b>Oxímetros</b>                         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           | Cambio de baterias                       | 30 dias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>18</b> | <b>Termómetros Digitales</b>             |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           | Cambio de baterias                       | 30 dias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           |  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>19</b> | <b>Glucómetros Digitales</b>             |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           | Cambio de baterias                       | 30 dias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|           | Inspeccion fisica                        | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |
|           | Evaluacion y funcionamiento              | 90 dias |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |

|           |  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|-----------|--|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
| <b>20</b> | <b>Nebulizadores Portátiles</b>                    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|           | Inspeccion fisica                                  | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|           | Evaluacion y funcionamiento                        | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
| <b>21</b> | <b>Tanques de Oxigeno</b>                          |         |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|           | Revisión de disponibilidad                         | Diario  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | # | 31 | 30 | 31 |
|           | Inspeccion fisica                                  | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|           | Evaluacion y funcionamiento                        | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|           | Calibración de Manómetros(Reguladores de Oxigeno)  | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
| <b>22</b> | <b>Medidores de Oxigeno y de Aire</b>              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|           | Inspeccion fisica                                  | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|           | Evaluacion y funcionamiento                        | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
| <b>23</b> | <b>Bolsa de Medición de Presión</b>                |         |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|           | Inspeccion fisica                                  | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|           | Evaluacion y funcionamiento                        | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
| <b>24</b> | <b>Equipos de Laboratorio</b>                      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|           | Inspección física, Evaluación y Funcionamiento de: |         |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |
|           | Megatoscopios                                      | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|           | Ventilador de Baño de Agua                         | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|           | BIO SYSTEMS  | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|           | Maquina de Analisis de Hematologia                 | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|           | Maquina de Analisis de Quimica                     | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |
|           | BTS Semi-Manual                                    | 90 dias |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1 |    |    | 1  |



]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

