

Fecha Realización: 26/2/2024

Tiempo de Ejecución: _____

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.			✓	
Efectuar limpieza integral externa del equipo.			✓	
Inspeccionar externamente el equipo.		✓		
Inspeccionar ElectrodoS pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recamara.	✓			
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.		✓		
Verificar el valor de la temperatura de la recamara.			✓	
Verificar el sistema de alarma.			✓	
Realizar ciclos de modelos de operaciones.		✓		

Firma del Técnico: _____


