



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Planilla de Verificación de Gases Médicos

DADM-FO-017 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/03/2024

Tiempo de Ejecución:

01 hora

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.		✓		
Efectuar limpieza integral externa del equipo.			✓	
Inspeccionar externamente el equipo.			✓	
Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recámara.	✓		✓	
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.			✓	
Verificar el valor de la temperatura de la recámara.			✓	
Verificar el sistema de alarma.			✓	
Realizar ciclos de modelos de operaciones.			✓	

Ricardo Delgado